

**Brava**<sup>®</sup>



## Brava Adhesive Remover Wipe



### Instructions for use

23327871 Version 1

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved. © 2021-07-27

### Intended purpose

Brava Adhesive Remover wipe is intended for removal of medical adhesives from intact skin.

### Warnings

Re-use of the single use product is not recommended cross contamination may occur.

Reprocessing, washing, disinfection and/or (re) sterilisation may compromise product characteristics, causing additional risk of physical harm or infection to the user.

### Cautions

Avoid direct use on non-intact skin e.g. wound beds and mucous membranes (eyes, ears, nose, mouth, vagina) as it may cause skin irritation.

Not recommended to be used on premature infants, neonates or infants below 4 kg because of their immature skin.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

### Information

The product is silicone based. The product dries within seconds and does not have an effect on the adhesion of further appliances.

Ingredients: Contains a mixture of alkyl siloxanes.

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

### How to use

1. Tear sachet to open and take out the tissue and unfold it.

2. Wipe away residues.

### Disposal

The product is intended for single use only and should be disposed of in accordance with local guidelines, e.g. with normal household waste.

Do not flush the product down the toilet.

### Reporting of incidents

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Pack size: 30 pieces per retail box

### Explanation of symbols



Medical device



Indicates that the product is in compliance with European legislation for medical devices



Catalogue number



Use-by date (YYYY-MM-DD)



Batch code



Date of manufacture (YYYY-MM-DD)



Manufacturer



Consult instructions for use



Do not re-use



Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information



Global Trade Item Number



Keep away from sunlight



Recyclable packaging

Brava®



บราวา แผ่นเช็ดกำจัดคราบขาว



Coloplast A/S  
Høtveddam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

คำแนะนำในการใช้งาน

23327665 Version 1

โลโก้ Coloplast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Coloplast A/S สงวนลิขสิทธิ์ © 2021-09-06

### วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมาย

บราวา แผ่นเช็ดเพื่อทำความสะอาดคราบขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกำจัดคราบขาวทางการแพทย์ที่ติดอยู่กับผิวหนัง

### คำเตือน

ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่แนะนำให้นำอุปกรณ์นี้มาใช้ซ้ำ เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อน

การตัดแปล ซักล้าง ใช้น้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อ และ/หรือ การนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้ออาจทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มความเสี่ยงต่ออันตรายทางกายภาพของผู้ใช้งาน

### ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวหนังมีรอยแยก เช่น บาดแผล และเยื่อเมือก (ตา หู จมูก ปาก ช่องคลอด) เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุของการระคายเคืองที่ผิวหนัง

ไม่แนะนำให้ใช้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิด หรือทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 4 กิโลกรัมเนื่องจากผิวหนังยังพัฒนาไม่เต็มที่

เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่

### ข้อมูล

สินค้านี้ใช้ซิลิโคนเป็นพื้นฐาน สามารถแห้งได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีและไม่มีผลเสียดต่อกาวของแป้น

ส่วนผสม: มีส่วนผสมของอัลคิลไซลอคเซน

โคโลพลาสต์จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อคำแนะนำในปัจจุบันของโคโลพลาสต์

### วิธีใช้

1. ดึงเพื่อเปิดช่อง ให้นำแผ่นเช็ดเพื่อทำความสะอาดคราบขาวออกมาจากซองแล้วคลี่ออก
2. เช็ดสิ่งตกค้างออก

### การกำจัด

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานครั้งเดียวเท่านั้น และควรกำจัดตามแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น เช่น ร่วมกับขยะในครัวเรือนตามปกติ

ห้ามทิ้งลงในชักโครก

### การรายงานเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กรุณาแจ้งบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ขนาดบรรจุ : 30 ชิ้นต่อกล่อง

### คำอธิบายสัญลักษณ์



เครื่องมือแพทย์



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด  
กฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับเครื่องมือ  
แพทย์



หมายเลขแคตตาล็อก



วันที่หมดอายุ (ปปปป-ดด-วว)



รุ่นที่ผลิต



วันที่ผลิต (ปปปป-ดด-วว)



ผู้ผลิต



คำแนะนำในการใช้งาน



ห้ามใช้ซ้ำ



รหัสชี้เฉพาะเครื่องมือแพทย์



(Global Trade Item Number)  
รหัสรายการสินค้าสากล



เก็บให้พ้นแสง



สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำได้