

Brava[®]



Brava Belt

Belt for support of ostomy bags and plates



Instructions for use
23327848 Version 2

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved. © 2021-11-24

Intended purpose

The Brava Belt is intended for support of ostomy bag and plate by holding the ostomy bag and plate in the correct position.

Information

The Brava Belt can be washed at 60°C.

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

How to use

Adjust the belt length by pulling the straps, so it fits your body. There is no need to remove the fabric covering the buckle.

Insert the hook of the belt into the belt ear on the ostomy bag or baseplate. Then wrap the belt around the body and fasten the hook on the other end of the belt to the other belt ear on the ostomy bag or baseplate.

If necessary, adjust the length of the belt.

Disposal

The product should be disposed of with normal household waste or according to local guidelines.

Do not flush the product down the toilet.

Reporting of incidents

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Pack size: 15 pieces per retail box

Explanation of symbols



Medical device



Indicates that the product is in compliance with European legislation for medical devices



Catalogue number



Use-by date (YYYY-MM-DD)



Batch code



Date of manufacture (YYYY-MM-DD)



Manufacturer



Consult instructions for use



Indicates a barcode as containing Unique Device Identification



Global Trade Item Number



Recyclable packaging



MR Safe



Keep away from sunlight

Brava®



บราวา เข็มขัด

เข็มขัดสำหรับรองรับถุงและแผ่นทวารเทียม



คำแนะนำในการใช้งาน
23329032 Version 2

โลโก้ Coloplast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Coloplast A/S สงวนลิขสิทธิ์ © 2021-11-24

วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมาย

บราวา เข็มขัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับถุงและแผ่นทวารเทียมด้วยการยึดถุงและแผ่นทวารเทียมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ข้อมูล

สามารถซัก บราวา เข็มขัด ได้ที่อุณหภูมิ 60°C

โคโลพลาสต์จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อคำแนะนำในปัจจุบันของโคโลพลาสต์

วิธีใช้

ปรับความยาวเข็มขัดได้โดยการดึงสายรัดเพื่อให้พอดีกับขนาดของร่างกาย

เกี่ยวตะขอของเข็มขัดเข้ากับหูเกี่ยวเข็มขัดของเบ้นทั้งสองข้าง นำเข็มขัดมาคาดที่เอว

ปรับความยาวของเข็มขัดได้ หากจำเป็น

การกำจัด

ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนตามปกติหรือตามแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น

ห้ามทิ้งลงในชักโครก

การรายงานเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กรุณาแจ้งบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ขนาดบรรจุ : 15 ชิ้นต่อกล่อง

คำอธิบายสัญลักษณ์



เครื่องมือแพทย์



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับเครื่องมือแพทย์



หมายเลขแคตตาล็อก



วันที่หมดอายุ (ปปปป-ดด-วว)



รุ่นที่ผลิต



วันที่ผลิต (ปปปป-ดด-วว)



ผู้ผลิต



คำแนะนำในการใช้งาน



รหัสชี้เฉพาะเครื่องมือแพทย์



(Global Trade Item Number)
รหัสรายการสินค้าสากล



สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำได้



ปลอดภัยต่อการนำเข้า MRI



เก็บให้พ้นแสง