

Brava[®]



en Brava Powder
Powder

Ostomy Care



Instructions for use

Please read the following instructions carefully.

23327849 Version 2

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved.© 2021-09-21

Imported by:
DKSH (Thailand) Limited
2106 Sukhumvit Road, Phrakhanong-Tai,
Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel: (66) 2220 9000

Intended purpose

Powder is intended for moisture absorption on intact peristomal skin.

Cautions

This product is non-sterile and should be used with caution on premature babies or infants receiving incubator care as it may lead to increased risks of infection.

Information

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

Special storage conditions

The powder should be stored away from direct sunlight, in a cool and dry place.

How to use

Preparation

1. Wash and dry the skin around the stoma.

Application

2. Open the lid and aim at the intended area.
3. Shake or gently squeeze the bottle and spread the powder on the intended intact skin.
4. Spread the powder evenly using gauze.
5. Dust off excess powder before applying the ostomy baseplate or ostomy bag adhesive.
6. Close the lid tightly after use and store in a cool, dry place.

Disposal

The product should be disposed of with normal household waste or according to local guidelines. Do not flush the product down the toilet.

Reporting of incidents

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Pack size: 16 pieces per retail box
25g

Explanation of symbols



Medical device



Indicates that the product is in compliance with European legislation for medical devices



Catalogue number



Use-by date (YYYY-MM-DD)



Batch code



Date of manufacture (YYYY-MM-DD)



Manufacturer



Consult instructions for use



Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information



Global Trade Item Number



Keep away from sunlight



Recyclable packaging

Brava®



th บรว่า ผงแป้ง
ผงแป้ง

การดูแลทวารเทียม



คำแนะนำในการใช้งาน

โปรดอ่านข้อแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด

23328269 Version 1
โลโก้ Coloplast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Coloplast A/S สงวนลิขสิทธิ์ © 2021-09-24

นำเข้าโดย:
บริษัทดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2106 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร.: +66 2220 9000

วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมาย

ผงแป้งมีวัตถุประสงค์ในการดูดซับความชื้นบนผิวหนังที่มี
สภาพสมบูรณ์

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ปราศจากเชื้อและควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังในทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือทารกที่ได้รับ
การดูแลในตูบ เนื่องจากอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูล

โคโลพลาสต์จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการสูญเสีย
ใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อคำ
แนะนำในปัจจุบันของโคโลพลาสต์

สภาวะในการเก็บรักษาพิเศษ

ควรเก็บผงแป้งในที่เย็นและแห้งให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง

วิธีใช้

การเตรียม

1. ล้างผิวหนังรอบทวารเทียมและทำให้แห้ง

การใช้

2. เปิดฝาและเล็งไปที่บริเวณที่ตั้งใจจะโรยผงแป้ง
3. เขย่าหรือบีบขวดเบา ๆ และโรยผงแป้งลงไปที่บนผิวหนังที่มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้
4. เคลี่ยผงแป้งให้เสมอกันโดยใช้ผ้าก๊อช
5. ปิดผงแป้งส่วนเกินออกก่อนที่จะติดแผ่นฐานของถุทวารเทียมหรือแถบกาวของถุทวารเทียม
6. ปิดฝาให้แน่นหลังใช้และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

การกำจัด

ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนตามปกติหรือตาม
แนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น
ห้ามทิ้งลงในชักโครก

การรายงานเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กรุณาแจ้งบริษัทผู้
ผลิตและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ขนาดบรรจุ : 16 ชิ้นต่อกล่อง
25g

คำอธิบายสัญลักษณ์



เครื่องมือแพทย์



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับเครื่องมือ
แพทย์



หมายเลขแคตตาล็อก



วันที่หมดอายุ (ปปปป-ดด-วว)



รุ่นที่ผลิต



วันที่ผลิต (ปปปป-ดด-วว)



ผู้ผลิต



คำแนะนำในการใช้งาน



รหัสชี้เฉพาะเครื่องมือแพทย์



(Global Trade Item Number)
รหัสรายการสินค้าสากล



เก็บให้พ้นแสง



สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำได้