

Brava®



Brava Skin Barrier Spray
Skin Barrier Spray



Instructions for use
23327863 Version 1

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved. © 2021-07-26

Intended purpose

The product is intended for protection of intact skin from the damaging effects of body waste and medical adhesives.

Cautions

Avoid direct use on non-intact skin e.g. wound beds and mucous membranes (eyes, ears, nose, mouth, vagina) as it may cause skin irritation.

Avoid direct inhalation as it may give rise to temporary irritation of the airways.

Not recommended to be used on premature infants, neonates or infants below 4 kg because of their immature skin.

Highly flammable.

Keep out of reach of children.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Do not spray on an open flame or other ignition source.

Do not pierce or burn, even after use.

Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

Information

The product is silicone based and reusable. The product dries within seconds and does not have an effect on the adhesion of further appliances.

Ingredients: Contains a mixture of alkyl siloxanes.

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

How to use

1. Ensure that the skin is clean and dry.
2. Spray the product evenly on the intact skin from a distance of approximately 10 cm (cover non-intact skin).
3. Once the skin is completely dry, the appliance can be applied as usual.

A new application of the product is required at every appliance change.

Disposal

The product should be disposed of with other spray cans according to local regulations.

Reporting of incidents

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Pack size: 1 pieces per retail box
50ml

Explanation of symbols



Medical device



Indicates that the product is in compliance with European legislation for medical devices



Catalogue number



Use-by date (YYYY-MM-DD)



Batch code



Date of manufacture (YYYY-MM-DD)



Manufacturer



Consult instructions for use



Indicates the upper limit of temperature to which the medical device can be safely exposed



Caution



Indicates a barcode as containing Unique Device Identification



Global Trade Item Number



Keep away from sunlight



Recyclable packaging



Highly flammable

Brava®



บราว่า สเปรย์ปกป้องผิวหนัง สเปรย์ปกป้องผิวหนัง



Coloplast A/S
Høtveddam 1
3050 Humlebaek
Denmark

คำแนะนำในการใช้งาน

23328295 Version 1

โลโก้ Coloplast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Coloplast A/S สงวนลิขสิทธิ์ © 2021-09-02

วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมาย

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปกป้องผิวหนังที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบที่ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อผิวหนังเนื่องจากของเสียของร่างกายและกา
วทางการแพทย์

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวหนังมีรอยแยก เช่น บาดแผล
และเยื่อเมือก (ตา หู จมูก ปาก ช่องคลอด) เนื่องจากอาจเป็น
สาเหตุของการระคายเคืองที่ผิวหนัง

หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้เกิดการ
ระคายเคืองชั่วคราวได้ในทางเดินหายใจ

ไม่แนะนำให้ใช้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิด
หรือทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 4 กิโลกรัมเนื่องจากผิวหนังยัง
พัฒนาไม่เต็มที่

ไวไฟสูง

เก็บให้พ้นมือเด็ก

เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ
และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามฉีดพ่นไปยังเปลวไฟหรือแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ

ห้ามเจาะหรือเผาแม้ภายหลังการใช้งาน

อย่าให้ถูกแสงแดด อย่าให้สัมผัสกับอุณหภูมิสูงเกิน
50 °C/122 °F

ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้มีซิลิโคนเป็นส่วนประกอบและสามารถใส่ซ้ำได้
ผลิตภัณฑ์จะแห้งภายในไม่กี่วินาทีและไม่มีผลต่อการยึดติด
ของการใช้ครั้งต่อไป

ส่วนผสม: มีส่วนผสมของอัลคิลไซลลอกเซน

โคโลพลาสต์จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการสูญเสีย
ใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อคำ
แนะนำในปัจจุบันของโคโลพลาสต์

วิธีใช้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวสะอาดและแห้ง
2. ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอบนผิวที่มีสภาพสมบูรณ์
จากระยะห่างประมาณ 10 ซม. (ปกปิดผิวที่มีสภาพไม่
สมบูรณ์)
3. สามารถใช้เครื่องได้ตามปกติหลังจากที่ผิวแห้งสนิท

จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนอุปกรณ์

การจัด

ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับกระป๋องสเปรย์อื่น ๆ ตามกฎระเบียบ
ในท้องถิ่น

การรายงานเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กรุณาแจ้งบริษัทผู้
ผลิตและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ขนาดบรรจุ : 1 ชิ้นต่อกล่อง
50ml

คำอธิบายสัญลักษณ์



เครื่องมือแพทย์



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับเครื่องมือ
แพทย์



หมายเลขแคตตาล็อก



วันที่หมดอายุ (ปปปป-ดด-วว)



รุ่นที่ผลิต



วันที่ผลิต (ปปปป-ดด-วว)



ผู้ผลิต



คำแนะนำในการใช้งาน



ขีดจำกัดสูงสุดของอุณหภูมิที่สามารถเปิด
ใช้เครื่องมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย



ข้อควรระวัง



รหัสชี้เฉพาะเครื่องมือแพทย์



(Global Trade Item Number)
รหัสรายการสินค้าสากล



เก็บให้พ้นแสง



สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำได้



ไวไฟสูง