

Brava[®]



Brava Adhesive Remover Spray



Instructions for use

23327862 Version 1

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved. © 2021-07-26

Intended purpose

Brava Adhesive Remover spray is intended for removal of medical adhesives from intact skin.

Cautions

Avoid direct use on non-intact skin e.g. wound beds and mucous membranes (eyes, ears, nose, mouth, vagina) as it may cause skin irritation.

Avoid direct inhalation as it may give rise to temporary irritation of the airways.

Not recommended to be used on premature infants, neonates or infants below 4 kg because of their immature skin.

Extremely flammable aerosol - Danger

Pressurised container: May burst if heated.

Keep out of reach of children.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Do not spray on an open flame or other ignition source.

Do not pierce or burn, even after use.

Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

Information

The product is silicone based and reusable. The product dries within seconds and does not have an effect on the adhesion of further appliances.

Ingredients: Contains a mixture of alkyl siloxanes.

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

How to use

1. Spray the product around the edge of the adhesive.

2. After a few seconds gently remove the adhesive. Repeat procedure if required.

Disposal

















The product should be disposed of with other spray cans according to local regulations.

Reporting of incidents

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Pack size: 1 piece per retail box
50 ml

Explanation of symbols

	Medical device
	Indicates that the product is in compliance with European legislation for medical devices
	Catalogue number
	Use-by date (YYYY-MM-DD)
	Batch code
	Date of manufacture (YYYY-MM-DD)
	Manufacturer
	Consult instructions for use
	Indicates the upper limit of temperature to which the medical device can be safely exposed
	Caution
	Indicates a barcode as containing Unique Device Identification
	Global Trade Item Number
	Keep away from sunlight
	Recyclable packaging
	Compliance with Aerosol Dispenser Directive 75/324/EEC
	Extremely flammable

Brava®



อย่าให้ถูกแสงแดด อย่าให้สัมผัสกับอุณหภูมิสูงเกิน
50 °C/122 °F

บราว่า สปรียก้าจัดคราบขาว

ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้มีซิลิโคนเป็นส่วนประกอบและสามารถใส่ซ้ำได้
ผลิตภัณฑ์จะแห้งภายในไม่กี่วันที่และไม่มีผลต่อการยึดติด
ของการใช้ครั้งต่อไป

ส่วนผสม: มีส่วนผสมของอัลคิลไซลอกเซน

โคโลพลาสต์จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการสูญเสีย
ใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อคำ
แนะนำในปัจจุบันของโคโลพลาสต์

วิธีใช้

1. ถัดผลิตภัณฑ์รอบ ๆ ขอบขาว
2. ค่อย ๆ ลอกขาวออกหลังจากนั้นในอีกไม่กี่วันที่ ทำซ้ำ
ตอนเช้าอีกครั้งหากต้องการ

การกำจัด

ควรทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับกระป๋องสปรียก้าอื่น ๆ ตามกฎระเบียบ
ในท้องถิ่น

การรายงานเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กรุณาแจ้งบริษัทผู้
ผลิตและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ขนาดบรรจุ : 1 ชิ้นต่อกล่อง
50 ml



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

คำแนะนำในการใช้งาน

23329035 Version 2

โลโก้ Coloplast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Coloplast A/S สงวนลิขสิทธิ์© 2021-10-06

วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมาย

บราว่า สปรียก้าจัดคราบขาว มีไว้สำหรับขจัดคราบขาวทาง
การแพทย์ออกจากผิวหนังที่มีสภาพสมบูรณ์

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวหนังมีรอยแยก เช่น บาดแผล
และเยื่อเมือก (ตา หู จมูก ปาก ช่องคลอด) เนื่องจากอาจเป็น
สาเหตุของการระคายเคืองที่ผิวหนัง

หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้เกิดการ
ระคายเคืองชั่วคราวได้ในทางเดินหายใจ

ไม่แนะนำให้ใช้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิด
หรือทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 4 กิโลกรัมเนื่องจากผิวหนังยัง
พัฒนาไม่เต็มที่

ละอองลอยมีความไวไฟสูง - อันตราย

ภาชนะบรรจุได้รับการอัดแรงดัน: อาจเกิดการระเบิดได้หาก
ถูกความร้อน

เก็บให้พ้นมือเด็ก

เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ
และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามฉีดพ่นไปยังเปลวไฟหรือแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ

ห้ามเจาะหรือเผาแม่ข่ายหลังการใช้งาน

คำอธิบายสัญลักษณ์



เครื่องมือแพทย์



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับเครื่อง
มือแพทย์



หมายเลขแคตตาล็อก



วันที่หมดอายุ (ปปปป-ดด-วว)



รุ่นที่ผลิต



วันที่ผลิต (ปปปป-ดด-วว)



ผู้ผลิต



คำแนะนำในการใช้งาน



ขีดจำกัดสูงสุดของอุณหภูมิที่สามารถเปิด
ใช้เครื่องมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย



ข้อควรระวัง



รหัสชี้เฉพาะเครื่องมือแพทย์



(Global Trade Item Number)
รหัสรายการสินค้าสากล



เก็บให้พ้นแสง



สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำได้



สอดคล้องกับข้อกำหนดหัวจ่ายแบบละออง
ลอยตามกฎหมายของสหภาพยุโรปฉบับที่
75/324/EEC



ไวไฟสูงมาก